

CÂNULAS RADIMED



Cânulas Setfree

FINE E THERMO NEEDLE

Atraumática • Escala de profundidade •
Siliconizada • Variedade de tamanhos •
Bloqueio Teste Diagnóstico



Alívio da dor nas articulações e em áreas que são afetadas por degeneração e/ou dor crônica;




Aplicações: coluna cervical, torácica, lombar e sacro-ilíaca, ombros, punhos, quadril, joelhos, tornozelos, ou qualquer outra infusão medicamentosa;



Infusão de medicamentos; de forma eficiente e segura;

Fine Needle

Ponta ativa ecogênica;



Referência Calibre (gauge) Diâmetro Comprimento

| | | | |
|-------|----|---------|--------|
| 10002 | 23 | 0,65 mm | 70 mm |
| 10003 | 23 | 0,65 mm | 100 mm |
| 10004 | 23 | 0,65 mm | 150 mm |
| 10014 | 23 | 0,65 mm | 200 mm |
| 10005 | 21 | 0,80 mm | 100 mm |
| 10006 | 21 | 0,80 mm | 150 mm |
| 10007 | 21 | 0,80 mm | 200 mm |
| 10008 | 18 | 1,25 mm | 100 mm |
| 10009 | 18 | 1,25 mm | 150 mm |
| 10010 | 18 | 1,25 mm | 200 mm |
| 10012 | 20 | 0,90 mm | 38 mm |

Referência Calibre (gauge) Diâmetro Ponta Ativa


| | | | |
|----------|----|--------|------------------|
| 10090 | 22 | 50 mm | 4 mm |
| 10091 | 22 | 100 mm | 5 mm |
| 10091-10 | 22 | 100 mm | 10 mm |
| 10092 | 20 | 150 mm | 5 mm |
| | 20 | 100 mm | 10 mm (angulada) |

Thermo Needle

Ponta ativa ecogênica

Isolante térmico

Compatível com todos os eletrodos permanentes e geradores



Área de encaixe com a cânula



Extensores



Extensores compatíveis com todos os modelos de cânulas



setfree
Your best strategy